



PRODUCTOS DE PROTECCIÓN Y DESINFECCIÓN CONTRA COVID-19

Globalia Proteccion
www.globaliaproteccion.com
Distribuido por Garclos Inversiones SL





PANTALLA DE PROTECCIÓN PARA ADULTOS NO ABATIBLE



Características:

- **La pantalla posee certificado y homologación europea.**
- Pantalla que se puede desinfectar con productos que contengan alcohol.
- Visera de polietileno: PET b/b.
- Correas de sujeción: lámina de polipropileno, blanco.
- Esponja negra amortiguadora para la frente.
- Elástico ajustable con botón bloqueador.

Referencia ERG-V1: 903010



CONTACTO:

Garclos Inversiones SL.

Barcelona

www.globaliaproteccion.com

globalia@globaliaproteccion.com

garclos@movistar.es

tel. 00-34-659444713

